

MÓJ
PIERWSZY
RAZ:
**RUGBY
I URLOP
ALL
INCLUSIVE**

NR 05 MAJ 2018
9,99 ZŁ WYMIENIALNY

COŚ NA MAJÓWKĘ

TESTUJEMY
**ROWERY
HYBRYDOWE**

ŻYCIE NA ORBICIE
WYWIAD
Z ASTRONAUTĄ

Krzysztof ZALEWSKI

TECHNO
JAK WYBRAĆ
HASŁO IDEALNE?

WIELKA AKCJA LOGO

TAJNIKI STYLU
SPORTOWEGO
WYBIERAMY
NAJLEPIEJ
UBRANEGO
POLAKA!

PARTNER AKCJI

TISSOT
SWISS MADE SINCE 1853

**DODATEK
WESELNY**

40 STRON
EKSTRA

Jak się
oświadczyć
Jak urządzić
wesele i nie
zbankrutować
W co się ubrać
Co połączyć do
kieliszka

**KARIERA
KIEDY RZUCIĆ
PRACĘ?**

OSTATNI
POLSKI
ROCKMAN



LOGO NR 05 MAJ 2018 ISSN 1734-1566 SYSTEM SPACEROWANY MOD • ZAWOŁ: TESTER HOTELE • GADGETY NA MAJÓWKĘ • STYL: CZY KUPUJEMY ZA DŁUGO UBRANI

ZDROWE NOGI BEZ ŻYŁAKÓW.
SZYBKIE I SKUTECZNE LECZENIE.

VENABLOCK - BEZINWAZYJNY SYSTEM DO ZAMYKANIA ŻYŁ GŁĘBOKICH KOŃCZYNY DOLNEJ

VEINOFF - KLEJ DO SZYBKIEGO I SKUTECZNEGO ZAMYKANIA ŻYŁAKÓW

System VenaBlock zawiera w sobie ideę bezbolesnego i skutecznego sposobu leczenia niewydolności żyłnej.

To wyjątkowa, małoinwazyjna, nietermiczna metoda leczenia żylaków nie wymagająca znieczulenia oraz noszenia pończoch uciskowych, umożliwiającą pacjentom powrót do normalnej aktywności natychmiast po wykonanym zabiegu.

Klejenie żył systemem VenaBlock polega na kontrolowanej i bezbolesnej aplikacji kleju tkankowego na bazie cyjanoakrylatu do światła nieprawidłowo działającej żyły. Jest on medycznym klejem przeznaczonym do bezpiecznego zastosowania wewnątrzżylowego, który usprawnia przepływ krwi poprzez zamknięcie zmienionej chorobowo żyły. System dostarcza niewielkie ilości kleju medycznego do chorej żyły, następnie klej powoduje jej zasklepienie, a przepływ krwi jest przekierowany do pobliskich, zdrowych żył.

Veinoff jest to klej na bazie cyjanoakrylatu do zamykania żylaków kończyn dolnych. Veinoff jest dedykowany do naczyń o średnicach od 1 do 5mm. Zabieg polega na wstrzyknięciu kleju do zmienionej chorobowo żyły pod kontrolą USG. Efekt zabiegu jest widoczny od razu.

VenaBLOCK

ARCUS MEDICAL



DR ROMAN GOŁĄBEK

Zabieg systemem VenaBlock polega na aplikacji kleju do niewydolnej żyły odpiszczelowej. Zabieg jest krótki, bezbolesny, bez znieczulenia. Natychmiastowy efekt jest widoczny zaraz po zabiegu. Jest on wykonywany pod kontrolą USG. Brak obrzmień, blizn, zasinień, oparzeń po zabiegu. Nie ma konieczności noszenia pończoch uciskowych, natychmiastowy powrót pacjenta do codziennych aktywności. Zabieg systemem VenaBlock jest to najnowsza metoda leczenia żylaków.

CENTRUM MEDYCZNE PLUS MED
Kielce, Tel. +48 41 344 44 88,
+ 48 570 758 888
www.plusmed.info.pl



DR PAWEŁ BODZENTA

Veinoff opracowano do leczenia żylaków metodą ablacyjnej polimeryzacji. Maksymalny czas polimeryzacji to ok. 5 sekund. Działa powodując odczyn zapalny wstrzyknięcie uszczelnacza i zastosowanie ciśnienia. Małe ilości polimeru wstrzykuje się poprzez zestaw do wenopunkcji lub strzykawkę insulinówkę. Leczenie odbywa się w warunkach ambulatoryjnych, bez znieczulenia. Efekt zabiegu jest natychmiastowy. Pacjent po zabiegu może powrócić do swoich codziennych aktywności.

CENTRUM MEDYCZNE PLUS MED
Kielce, Tel. +48 41 344 44 88,
+ 48 570 758 888
www.plusmed.info.pl



DR MAGDALENA POTEMBSKA - EBERHARDT

Veinoff to klej na bazie cyjanoakrylatu do zamykania żylaków który posiada rekomendację naszej kliniki. Natychmiastowy rezultat widoczny jest zaraz po zabiegu. Wysoka skuteczność zabiegu na poziomie 97%. Działa powodując odczyn zapalny śródbłonna żyły poprzez aplikację uszczelnacza i zastosowanie ciśnienia, leczenie w warunkach ambulatoryjnych, bez znieczulenia, bez nacinania skóry, brak obrzmienia po zabiegu.

FEMMED Klinika Medycyny Estetycznej
Warszawa, Tel. +48 606 681 715
www.femmed.pl



PROF. DR HAB. N. MED. MAREK KARCZEWSKI

Wizja krótszego czasu trwania zabiegu pozbawionego konieczności znieczulenia, natychmiastowy efekt oraz brak konieczności stosowania po zabiegu kompresjoterapii stawia tę metodę w czołówce metod przyjaznych pacjentowi. Klejenie żył systemem VenaBlock polega na kontrolowanej i bezbolesnej aplikacji kleju na bazie cyjanoakrylatu do światła nieprawidłowo działającej żyły odpiszczelowej.

SOLUMED Chirurgia Plastyczna Medycyna Estetyczna i Flebologia
Poznań, Tel. +48 61 662 37 70,
+48 503 629 357
www.solumed.pl