

WOC

wysokie o b c o

NIE BĘDĘ KRÓLOWĄ GETTA

KAROLINA
HAMER,
PARAOLIMPIJKA

wyborcza

JAK DZIAŁAĆ SKUTECZNIE
JUREK OWSIAK

POROZMAWIJ
Z DZIECKIEM

ZDROWE I PIĘKNE NOGI BEZ ŻYŁAKÓW.
SZYBKIE I SKUTECZNE LECZENIE.

VENABLOCK - BEZINWAZYJNY SYSTEM DO ZAMYKANIA ŻYŁ KOŃCZYNY DOLNEJ

VEINOFF - KLEJ DO SZYBKIEGO I SKUTECZNEGO ZAMYKANIA ŻYŁAKÓW

System VenaBlock zawiera w sobie ideę bezbolesnego i skutecznego sposobu leczenia niewydolności żyłnej.

To wyjątkowa, małoinwazyjna, nietermiczna metoda leczenia żylaków, nie wymagająca znieczulenia, umożliwiająca pacjentom powrót do normalnej aktywności natychmiast po wykonanym zabiegu.

Klejenie żył systemem VenaBlock polega na kontrolowanej i bezbolesnej aplikacji kleju tkankowego na bazie cyjanoakrylatu do światła nieprawidłowo działającej żyły. Jest on medycznym klejem przeznaczonym do bezpiecznego zastosowania wewnątrznaczyniowego, który usprawnia przepływ krwi poprzez zamknięcie zmienionej chorobowo żyły. System dostarcza niewielkie ilości kleju medycznego do chorej żyły, następnie klej powoduje jej zasklepienie, a przepływ krwi jest przekierowany do pobliskich, zdrowych żył.

Veinoff jest to klej na bazie cyjanoakrylatu do zamykania żylaków kończyn dolnych. Veinoff jest dedykowany do naczyń o średnicach od 1 do 5mm. Zabieg polega na wstrzyknięciu kleju do zmienionej chorobowo żyły pod kontrolą USG. Efekt zabiegu jest widoczny od razu.



**DR N. MED.
K. ANIUŁOWICZ
DR P. SOKAŁA**

Zabieg systemem Vena Block polega na podaniu kleju do niewydolnej żyły. Zabieg jest krótki, bezbolesny. Nie wymaga znieczulenia i stosowania cięć. Wykonuje się go pod kontrolą USG. Po zabiegu brak jest blizn, siniaków czy oparzeń. Pacjent od razu może wrócić do codziennych aktywności. Zabieg może być wykonywany o każdej porze roku.

**Centrum Medyczne
Giziński Sp. z o.o.**
Bydgoszcz,
tel. 605 300 155,
www.gizinski.pl



**DR JACEK
LASKUS**

VenaBlock to prosta, skuteczna i niezwykle szybka metoda leczenia żylaków klejem tkankowym. Polega na kontrolowanej i bezbolesnej aplikacji kleju na bazie cyjanoakrylatu do światła nieprawidłowo działającej żyły odpiszczelowej oraz zastosowaniu ucisku. Metoda zapewnia natychmiastowy rezultat i powrót do codziennych aktywności, brak blizn i długotrwałych zasinień na skórze, jej skuteczność sięga 97%.

Centrum Zdrowia SALUS,
Słupsk, tel. 721 700 021,
www.klinikasalus.pl



**DR N. MED.
MACIEJ STRYGA**

Metoda VenaBlock czyli zaklejenie niesprawnej czy chorej żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej jest stworzona szczególnie dla osób aktywnych, pracujących, dla Tych, którzy cenią swój czas i nie chcą go tracić na „chorowanie” w szpitalu i zwolnieniu lekarskim. Efekt po zabiegu jest natychmiastowy, bez śladów szwów czy blizn. Zabieg może być wykonywany o każdej porze roku.

**Centrum Kompresjoterapii
THUASNE,** Warszawa, tel.
22 378 17 33,
www.centrumkompresjoterapii.pl



**DR MAGDALENA
POTEMBSKA -
EBERHARDT**

Zabieg systemem Vena-Block polega na aplikacji kleju do niewydolnej żyły odpiszczelowej. Zabieg jest krótki, bezbolesny, bez znieczulenia. Natychmiastowy efekt jest widoczny zaraz po zabiegu. Jest on wykonywany pod kontrolą USG. Brak obrzmień, blizn, zasinień, oparzeń po zabiegu, co umożliwia natychmiastowy powrót pacjenta do codziennych aktywności.

**FEMMED Klinika
Medycyny Estetycznej,**
Warszawa,
tel. 606 681 715,
www.femmed.pl



**DR N.MED.
KAMIL BURY**

Wizja krótszego czasu trwania zabiegu pozbawionego konieczności znieczulenia, natychmiastowy efekt i natychmiastowy powrót pacjenta do codziennych aktywności, stawia tę metodę w czołówce metod przyjaznych pacjentowi. Klejenie żył systemem VenaBlock polega na kontrolowanej i bezbolesnej aplikacji kleju na bazie cyjanoakrylatu do światła nieprawidłowo działającej żyły odpiszczelowej.

Wound Medica, Gdynia,
tel. 539220044, **Sim Med,**
Wejherowo, tel. 58 7322250,
www.wound-medica.pl
www.przychodnia-wejherowo.pl

